



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШВДГн-311-СБ Стойка для баллонов



Цельносварная стойка предназначена для хранения двадцати баллонов.

Для удобства использования ложементы для хранения располагаются под углом в 45 градусов.

Типоразмеры размещаемых баллонов:

- 4 л, диаметр 140 мм;
- 5 л, диаметр 140 мм;
- 6 л, диаметр 140 мм.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Стойка предназначена для хранения 20 баллонов – 5 рядов по 4 баллона.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	800×760×1700
Масса, кг	35

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08