



ПОЛИТЭН ЛАБ

СМП-60.50.170

Стойка мобильная приборная



Мобильная стойка предназначена для организации, хранения и может выступать дополнением к рабочему месту. В ней можно расположить компьютер, добавить ящик для хранения, полку, электроблок и многое другое.

Мобильная стойка является специализированным изделием, его наполнение формируется по запросу, исходя из индивидуальных потребностей клиента.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Стойка представляет собой металлическую сварную конструкцию из трубы прямоугольного сечения, каркас стойки выполнен из профильной стальной трубы 40×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Основание стойки имеет прямоугольную форму с размерами 500×600 мм.
- Стойка оснащена поворотными металлическими колесами диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	600×500×1700
Грузоподъемность на каждое колесо, кг	40

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08