



ПОЛИТЭН ЛАБ

## СВ-60.40.76 Стол весовой низкий



За счет полированного гранита, расположенного на демпферной подложке, и цельносварного каркаса весовой противовибрационный стол обеспечивает необходимые условия при работе с весами повышенной точности.

Для расположения вспомогательного оборудования возможна поставка в комплекте с внешним столом.

Доступны различные материалы рабочих поверхностей внешнего стола.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм на П-образных ножках.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Стол имеет цельносварную конструкцию и оснащен противовибрационным демпфером.
- Столешница съемная из натурального монолитного полированного гранита толщиной 60 мм. Поверхность плиты полированная с обработанными фасками по радиусу 3 мм.

### Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	600×640×760
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08