



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТП-70.50.76.1

Тележка приборная низкая с одной полкой



Для транспортировки и удобного расположения приборов, компонентов, реагентов и прочих веществ предназначена тележка приборная.

Доступны для выбора различные материалы рабочей поверхности и полок.

Колеса изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следов на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.

Возможно исполнение со средней полкой и без нее.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Поворотные колеса диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тележки.
- Откидная ручка изготовлена из квадратного стального профиля 20×20 мм.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	700×500×760
Грузоподъемность на каждое колесо, кг	45
Количество полок, шт.	1

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
ТП-70.50.76.КРГ.1	Керамогранит
ТП-70.50.76.КРМ.1	Монолитная керамика
ТП-70.50.76.ПЛС.1	Декоративный пластик
ТП-70.50.76.ПЛС-ЛАБ.1	Лабораторный пластик
ТП-70.50.76.ЛДСП.1	ЛДСП
ТП-70.50.76.НРЖ.1	Нержавеющая сталь
ТП-70.50.76.ПЛП.1	Полипропилен
ТП-70.50.76.ФРД.1	Лабораторная керамика Fridurit
ТП-70.50.76.ДРК.1	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08