



ПОЛИТЭН ЛАБ

# ШВДГн-311-ТР

## Тележка рабочая для баллонов



Рабочая тележка для баллонов входит в стандартную комплектацию вытяжного шкафа ШВДГн-311. Для быстрой замены баллонов возможна поставка второй тележки.

В тележке можно расположить девять баллонов. Три баллона находятся в горизонтальном положении на ложементах, изготовленных из полипропилена, и шесть баллонов в вертикальном — рабочем положении.

Типоразмеры размещаемых баллонов:

- 4 л, диаметр 140 мм;
- 5 л, диаметр 140 мм;
- 6 л, диаметр 140 мм.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Поворотные колеса диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тележки.
- Столешница и полка с отверстиями для баллонов изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1 мм.

### Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	600×660×900
Грузоподъемность на каждое колесо, кг	40
Масса, кг	38

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08