



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШВ-100-ТЛ

Тумба ЛДСП навесная для вытяжных шкафов



Навесная тумба из ЛДСП для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, материалов, которые используются непосредственно в работе.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Конструкцией предусмотрены стальные кронштейны для закрепления тумбы к металлическому каркасу шкафа. Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 765×590×720 |
| Внутренние размеры каждого отсека тумбы Д×Г×В, мм | 360×550×700 |

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08