



ПОЛИТЭН ЛАБ

# ТНК-37.55.55.1

## Тумба навесная комбинированная



Металлическая навесная комбинированная тумба хорошо подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.

Закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.

Тумба может быть выполнена из ЛДСП.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- В верхней части тумбы выдвижной металлический ящик. Ящик располагается на металлических полновыкатных направляющих. Направляющие крепятся к панелям с помощью вытяжных заклепок. Фасад ящика съемный.
- Под ящиком расположена дверочная часть. Дверка изготовлена из стали толщиной 0,8 мм и имеет замкнутую конструкцию со слоем звукоизоляции внутри. Дверка располагается на наружных металлических шарнирах.
- В дверочной части расположена полка, изготовленная из ЛДСП с кромкой ПВХ.

### Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм

370×550×557

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08