



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТНЯ-ЛДСП.36.59.55.3 Тумба ЛДСП навесная с тремя ящиками



Навесная ящичная тумба из ЛДСП подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.

Закрепляется к каркасу лабораторного стола и имеет три выдвижных ящика.

Возможно изготовление комбинированных тумб из ЛДСП, сочетающих в себе выдвижные ящики и дверки.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Три выдвижных ящика Metabox.
- Конструкцией предусмотрены четыре стальных кронштейна для крепления тумбы к металлическому каркасу стола.
- Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	365×590×557
Количество ящиков, шт.	3

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08