



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТПЯ-37.48.61.3

Тумба подкатная с тремя ящиками



Подкатная ящичная тумба может быть использована в качестве мобильного места для хранения или как небольшая столешница для проведения работ, не требующих большого пространства.

Доступны для выбора различные материалы рабочей поверхности тумбы. Возможно исполнение с двумя или тремя ящиками.

Колеса изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следов на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы и ящики изготовлен из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Три выдвижных ящика, оснащенных телескопическими направляющими полного выдвижения.
- Поворотные колеса диаметром 50 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тумбы.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	370×480×611
Грузоподъемность на каждое колесо, кг	27
Количество ящиков, шт.	3

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
ТПЯ-37.48.61.КРГ.3	Керамогранит
ТПЯ-37.48.61.КРМ.3	Монолитная керамика
ТПЯ-37.48.61.ПЛС.3	Декоративный пластик
ТПЯ-37.48.61.ПЛС-ЛАБ.3	Лабораторный пластик
ТПЯ-37.48.61.ЛДСП.3	ЛДСП
ТПЯ-37.48.61.НРЖ.3	Нержавеющая сталь
ТПЯ-37.48.61.ПЛП.3	Полипропилен
ТПЯ-37.48.61.ФРД.3	Лабораторная керамика Fridurit
ТПЯ-37.48.61.ДРК.3	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08