



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШЗВ-100

Шкаф-зонт вытяжной



Шкаф-зонт отлично подходит для работы с муфельными печами и сушильными шкафами.

Возможны различные варианты исполнения вытяжной камеры и столешницы.

Под столешницей в качестве дополнительного аксессуара возможна установка полки, под которой будут располагаться две продольные балки из профильной трубы сечением 25×25 мм для усиления конструкции.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию силовой каркас не содержит алюминиевых и пластиковых деталей в крепежных узлах.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1000×800×1905
Внутренние размеры Д×Г×В, мм	950×775×940
Масса, кг	90
Диаметр вытяжного патрубка, мм	200
Высота от уровня пола до столешницы, мм	900

Возможные варианты изготовления

Исполнение вытяжной камеры	Материал столешницы
<ul style="list-style-type: none">▪ Сталь▪ Нержавеющая сталь	<ul style="list-style-type: none">▪ Керамогранит▪ Монолитная керамика▪ Нержавеющая сталь▪ Декоративный пластик

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08